

ThinPrep™ Boya Durulama Çözeltisi

Kullanım Talimatları



KULLANIM AMACI

ThinPrep™ Boya Durulama Çözeltisi, bir Papanicolaou boyama prosedüründe ThinPrep Boya Çekirdek Boyası, ThinPrep Boya Mavileştirme Çözeltisi, ThinPrep Boya Turuncu G Çözeltisi ve ThinPrep Boya EA Çözeltisiyle birlikte kullanılmaya yöneliktir. Profesyonel kullanım içindir.

ÖZET VE AÇIKLAMA

ThinPrep Durulama Çözeltisi, sitolojik değerlendirme için slayt preparatlarındaki hücresel bileşenlerden fazla ThinPrep Çekirdek Boyasını çıkararak sulu bir deterjan çözeltisidir.

PROSEDÜR İLKELERİ

ThinPrep boyama çözeltileriyle ve sitolojik slayt preparatlarıyla birlikte kullanıldığında ThinPrep Durulama Çözeltisi, hücresel bileşenlerdeki fazla ThinPrep Çekirdek Boyasını çıkararak çekirdek boyamasını geliştirir ve sitoplazmayı netleştirir.

BİLEŞİM

Özel yüzey aktif maddenin sulu bir çözeltisi.

UYARILAR

İn Vitro Tanı Amaçlı Kullanım içindir.

İnsanlarda veya hayvanlarda harici veya dahili kullanıma yönelik değildir. Temas halinde tahrişe neden olabilir.

ÖNLEMLER

Gözlerle temasını önleyin.

Çözeltiyi kullanırken eldiven ve koruyucu gözlük takın.

Doğrudan kullanılmadığı sürece kapağı kapalı tutun.

ThinPrep dışındaki sitoloji numuneleriyle alınan sonuçlar değerlendirilmemiştir.

Ana ambalaj hasarlıysa ürünü kullanmayın.

ÖN İŞLEME

Sulandırma, karıştırma veya seyreltme gerekmez.

SAKLAMA

Kullanılmamış ThinPrep Durulama Çözeltisini birlikte verilen kapta 15 °C (59 °F) ile 30 °C (86 °F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın. ThinPrep Durulama Çözeltisini, kap üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

GÖRÜNÜM VE BÜTÜNLÜK

Berrak, steril olmayan çözelti.

NUMUNE TOPLAMA VE HAZIRLAMA

Herhangi bir ThinPrep™ Cihazında işlenmiş olan jinekolojik sitoloji numuneleriyle birlikte kullanılmaya yöneliktir.

PROSEDÜR

Özel boyama protokolleri için ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzuna bakın.

ThinPrep™ Boya Durulama Çözeltisi

PROSEDÜR KISITLAMALARI

ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzunda sağlanan talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. ThinPrep Durulama Çözeltisi yerine herhangi bir başka çözelti kullanılamaz.

GÜVENLİK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Sitolojik slayt preparatları üzerindeki talimatlara göre kullanıldığında ThinPrep Durulama Çözeltisi, fazlalık ThinPrep Çekirdek Boyasını hücresel bileşenlerden çıkarır.

Bu cihazla veya bu cihazla birlikte kullanılan herhangi bir bileşenle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu Hologic Teknik Destek birimine ve hastanın ve/veya kullanıcının yerel yetkili makamına bildirin.

ThinPrep Görüntüleme Sistemi kullanım kılavuzuna başvurun.

BERTARAF ETME

Yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Hiçbir kötü etki beklenmemektedir. Güvenlik Veri Sayfasının tamamı için www.hologiccsds.com adresini ziyaret edin.

Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Tanım
AW-24890-3602 Rev. 001	3-2022	Talimatlar netleştirildi. Ciddi olayların bildirilmesiyle ilgili talimatlar eklendi.



İmalatçı



Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilci



Parti kodu



Kullanım talimatlarına bakın



Katalog numarası



Sıcaklık sınırlaması



In vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz



Son kullanma tarihi



Buradan açın



Miktar



ABD'de üretilmiştir



Birleşik Krallık Uygunluğu Değerlendirildi (Büyük Britanya)



Ürün, AB IVD Yönetmeliği 2017/746 uyarınca CE işareti gereksinimlerini karşılar



Dikkat: Federal yasalar (ABD), bu cihazın satışını bir hekim tarafından veya onun siparişiyle ya da Devlet kanunları ile lisanslı başka bir uzman (cihazı kullanacak ya da cihazın kullanılmasını isteyecek uzmanın ürünün kullanımı konusunda eğitimli ve tecrübeli olması gerekir) tarafından yapılması şartıyla sınırlandırır.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ABD • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belçika • Tel: +32 2 711 46 80

Avustralya Sponsoru: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Avustralya • Tel: 02 9888 8000

Birleşik Krallık'taki Sorumlu Kişi: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Birleşik Krallık